

MODE D'EMPLOI DU PORTAIL SETIPH

<https://histo.igmm.cnrs.fr>


Première connexion:


- cliquer sur "accéder à l'application"
- rentrer votre login MRI et mot de passe

Setiph, vous permet de passer des commandes de prestation de service pour des échantillons dédiés à la paraffine ou à la cryotomie. Avant de passer vos commandes, vous devez créer vos patrons qui vous permettent de définir vos expériences types et vos items redondants.

Création des patrons

- Pour définir des patrons :





Vous pouvez définir plusieurs patrons Animal si par exemple vous avez plusieurs expériences types. Vous devez définir uniquement les champs qui sont fixes, cela vous permettra d'éviter de les remplir à chaque nouvelle commande.

1- Donner un nom au patron Animal pour le reconnaître facilement
Ex: le nom de la souris transgénique...

2- Définir l'espèce animal

3- Génotype: KO, WT, hétérozygote... A définir ici que si c'est un paramètre qui ne changera pas

4- Age en semaines... idem que si ça ne change pas...



5- Sexe... idem que si ça ne change pas...

6- Nombre d'échantillons prélevés
Ex: 2 si on souhaite prélever que la rate et le foie

7- Ajouter des commentaires si vous le souhaitez

8- Enregistrer le patron Animal

Puis définir le patron échantillon :



Définir le patron Fixation (cliquer sur flèche vers le bas et « nouveau patron fixation » :

Système Electronique de Traçabilité et d'Interrogation du Plateau technique d'Histologie

nelly pirot

Formol

Nom du patron: Formol (255 caractères max)

Fixateur: Formol (Autre)

Temps de Fixation: 1000 minute(s) (Valeur entière)

Commentaire: (255 caractères max)

Enregistrer

- 1- Donner un nom au patron Fixation pour le reconnaître facilement
Ex: le nom du fixateur : « formol » ou « glutaraldéhyde » ...
- 2- Définir le fixateur: choisir dans le champ déroulant (un certain nombre sont présents et même sont répétés). Si votre fixateur est manquant, vous pouvez l'ajouter en cliquant « Autre »
- 3- Temps de fixation en minutes
- 4- Ajouter un commentaire si vous le souhaitez
- 5- Enregistrer le patron Fixation

Puis définir le patron Décalcification (cliquer sur flèche vers le bas et « nouveau patron Décalcification »)

Système Electronique de Traçabilité et d'Interrogation du Plateau technique d'Histologie

nelly pirot

EDTA

Nom du patron: EDTA (255 caractères max)

Décalcifiant: EDTA 10% (Autre)


Temps de décalcification: 20 minute(s) (Valeur entière)

Commentaire: (255 caractères max)


Enregistrer

- 1- Donner un nom au patron Décalcification pour le reconnaître facilement
Ex: le nom du décalcifiant: « EDTA » ou « Microdec » ...
- 2- Définir le décalcifiant: choisir dans le champ déroulant (un certain nombre sont présents). Si votre fixateur est manquant, vous pouvez l'ajouter en cliquant « Autre »
- 3- Temps de décalcification en minutes
- 4- Ajouter un commentaire si vous le souhaitez
- 5- Enregistrer le patron Décalcification



Définir le patron sens d'Inclusion (cliquer sur flèche vers le bas et « nouveau patron sens d'inclusion »)



Définir le patron sens de dépôt (cliquer sur flèche vers le bas et « nouveau sens de dépôt »)



Tous vos patrons sont créés, vous pouvez maintenant passer votre commande.
Prise de commande :



[Déconnexion](#)

Système Electronique de Traçabilité et d'Interrogation du Plateau technique d'Histologie

nelly pirot

Commandes

- En Cours
- 772
- 773
- En Traitement
- Reçues

773

Nom demandeur : pirot Date : 02/03/2010

Commande : 773 Site : IHM

Animaux : 3 Blocs : 14

Credit/Groupe : - Lames : -

Echantillon : Appliquer le patron lung aux lignes sélectionnées Appliquer

Fixation : Appliquer le patron Formol aux lignes sélectionnées Appliquer

Décalcification : Appliquer le patron Aucun aux lignes sélectionnées Appliquer

#	IP	Bloc	Animal	(*)Echantillon	(*)Nb Fragments	(*)Fixation	Décalcification
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10020347	1	lung	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	2	10020348	2	lung	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	3	10020349	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	4	10020350	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	5	10020351	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	6	10020352	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	7	10020353	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	8	10020354	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	9	10020355	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10020356	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	11	10020357	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	12	10020358	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	13	10020359	77				Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	14	10020360	77				Aucun

N° blocs apparaissent

(*) champ obligatoire

champs modifiables (modification par double clic sur une cellule du tableau)

champs modifiables uniquement par simple clic sur le bouton appliquer correspondant

Tout sélectionner Inverser sélection Précédent Suivant

Animaux Echantillons

Patrons **Gestion de Groupe**

- Animal
- Echantillon
- Fixation
- Décalcification
- Sens Inclusion
- Sens Depot

J'ai enregistré 3 souris dont 2 avec 1 échantillon prélevé et 1 avec 12 échantillons prélevés donc au total 14 échantillons apparaissent.

1- Le seul organe prélevé sur la souris 1 et 2 est du poumon. Donc je les sélectionne, je choisis le patron lung et j'applique. Je choisis également le patron fixation et décalcification et j'applique.

2- Pour sélectionner, les échantillons de 3 à 14, je clique sur inverser sélection. Je peux ensuite leur appliquer le patron que je souhaite.

5- Cliquer sur « suivant »

[Déconnexion](#)

Système Electronique de Traçabilité et d'Interrogation du Plateau technique d'Histologie

nelly pirot

Commandes

- En Cours
- 772
- 773
- En Traitement
- Reçues

773

Nom demandeur : pirot Date : 02/03/2010

Commande : 773 Site : IHM

Animaux : 3 Blocs : 14

Credit/Groupe : - Lames : -

Echantillon : Appliquer le patron foie aux lignes sélectionnées Appliquer

Fixation : Appliquer le patron Formol aux lignes sélectionnées Appliquer

Décalcification : Appliquer le patron Aucun aux lignes sélectionnées Appliquer

#	IP	Bloc	Animal	(*)Echantillon	(*)Nb Fragments	(*)Fixation	Décalcification
<input type="checkbox"/>	1	10020347	1	lung	1	Formol	Aucun
<input type="checkbox"/>	2	10020348	2	lung	1	Formol	Aucun
<input type="checkbox"/>	3	10020349	77	Intestin	2	Formol	Aucun
<input type="checkbox"/>	4	10020350	77	Intestin	2	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	5	10020351	77	foie	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	6	10020352	77	foie	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	7	10020353	77	foie	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	8	10020354	77	foie	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	9	10020355	77	foie	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10020356	77	foie	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	11	10020357	77	foie	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	12	10020358	77	foie	1	Formol	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/>	13	10020359	77	foie	1	Formol	Aucun
<input type="checkbox"/>	14	10020360	77	Intestin	2	Formol	Aucun

(*) champ obligatoire

champs modifiables (modification par double clic sur une cellule du tableau)

champs modifiables uniquement par simple clic sur le bouton appliquer correspondant

Tout sélectionner Inverser sélection Précédent Suivant

Animaux Echantillons

Transfert d'échantillons

- Commandes à expédier
- Commandes à réceptionner

Patrons **Gestion de Groupe**

- Animal
- Echantillon
- Fixation
- Décalcification
- Sens Inclusion
- Sens Depot

Système Electronique de Traçabilité et d'Interrogation du Plateau technique d'Histologie

nelly pirot

773 K

Nom demandeur : pirot Date : 02/03/2010
 Commande : 773 Site : D.H.I.
 Animaux : 3 Blocs : 14
 Crédits/Groupe : Lignes : -

Service : appliquer le patron : Service Paraffine
 aux lignes sélectionnées Appliquer

Sens d'Inclusion : appliquer le patron : section transverse
 aux lignes sélectionnées Appliquer

HP	Bloc	Animal	Echantillon	(*) Service	(**) Sens d'Inclusion	
<input type="checkbox"/>	1	1000347	1	poumon/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	2	1000348	2	poumon/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	3	1000349	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	section transverse
<input checked="" type="checkbox"/>	4	1000350	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	section transverse
<input type="checkbox"/>	5	1000351	77	foie/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	6	1000352	77	foie/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	7	1000353	77	foie/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	8	1000354	77	foie/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	9	1000355	77	foie/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	10	1000356	77	foie/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	11	1000357	77	foie/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	12	1000358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input type="checkbox"/>	13	1000359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	a plat
<input checked="" type="checkbox"/>	14	1000360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	section transverse

(*) champs obligatoires
 (**) champs obligatoires pour le service cryotomie
 champs modifiables (modification par double clic sur une cellule du tableau)
 champs modifiables uniquement par simple clic sur la bouton à appliquer correspondant

Tout sélectionner Inverser sélection Précédent Suivant

Animal Echantillon Service et Inclusion

Pour tous les échantillons je souhaite qu'ils aillent au service paraffine:
 1-cliquer « Tout sélectionner »
 2-choisir service « Paraffine »
 3-Appliquer

Pour le sens d'inclusion: seul les intestins doivent être inclus en section transverse.
 1-décliquer les intestins
 2-choisir sens d'inclusion « a plat » et appliquer (les poumons et foie apparaissent avec un sens d'inclusion « a plat »)
 3-Inverser sélection (les intestins apparaissent cliquer)
 4-choisir sens d'inclusion « section transverse » et appliquer
 5- Cliquer sur « suivant »

En fonction de la taille de l'échantillon et de sa nature il faut choisir le programme d'inclusion:
 Pour les échantillons de petites tailles (cochlée, rétine, culot cellulaire..) : programme court (3h)
 Pour les échantillons de taille normale (rate, poumon, foie...) : programme normal (10h)
 Pour les échantillons durs (os) : programme long (13h20)

Système Electronique de Traçabilité et d'Interrogation du Plateau technique d'Histologie

nelly pirot

773 K

Nom demandeur : pirot Date : 02/03/2010
 Commande : 773 Site : D.H.I.
 Animaux : 3 Blocs : 14
 Crédits/Groupe : Lignes : -

Programme d'inclusion : appliquer le programme : Pièce de taille normale
 aux lignes sélectionnées Appliquer

Attention pour les pièces de très petite taille comme les culots de cellules le plateau technique recommandé avec coloration reste possible de fixation pour le visualiser du tout le traitement, le plateau se charge de toute responsabilité pour des échantillons de ce type n'ayant pas été colorés.
 Remarque : La coloration peut interférer avec une future coloration des lames.
 Pour plus d'informations contactez le plateau technique qui vous en fournira sur la meilleure solution adaptée à votre échantillon.

HP	Bloc	Animal	Echantillon	Service	(*) Programme d'Inclusion	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1000347	1	poumon/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1000348	2	poumon/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1000349	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	4	1000350	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	5	1000351	77	foie/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	6	1000352	77	foie/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	7	1000353	77	foie/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	8	1000354	77	foie/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	9	1000355	77	foie/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	10	1000356	77	foie/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	11	1000357	77	foie/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	12	1000358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	13	1000359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	Pièce de taille normale
<input checked="" type="checkbox"/>	14	1000360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	Pièce de taille normale

(*) champs obligatoires
 champs modifiables (modification par double clic sur une cellule du tableau)
 champs modifiables uniquement par simple clic sur la bouton à appliquer correspondant

Tout sélectionner Inverser sélection Précédent Suivant

Animal Echantillon Service et Inclusion Programme d'Inclusion

Ici tous les organes nécessitent un programme pour des pièces de taille normale:
 1- Tout sélectionner
 2- choisir prog « pièce de taille normale »
 3- Appliquer
 4- Cliquer sur « suivant »

Le Nb de lames a réalisé pour chaque échantillon est limité à 5 dans le service paraffine. La découpe en totalité de l'organe n'est pas réalisable même si le système informatique le permet.

Le service cryotomie peut traiter votre échantillon en totalité et ne limite pas le nombre de lames.

Système Electronique de Traçabilité et d'Interrogation du Plateau technique d'Histologie Déconnexion
nelly pirot

Commandes

- En Cours
- 772
- 773
- En Traitement
- Payées

773

Nom demandeur : piot Date : 02/03/2010

Commande : 773 Site : IHM

Animaux : 3 Blocs : 14

Crédit/Groupe : - Lames : -

Nombre de lames (5 maximum) : appliquer 5 aux lignes sélectionnées Appliquer

Découpe en totalité : appliquer NON aux lignes sélectionnées Appliquer

Avertissement Service Cryotomie: Dans le cas où la découpe totale de l'échantillon est demandée, le nombre de lames pourra être différent de celui demandé. L'option découpe totale prime sur le nombre de lames. Par ailleurs, c'est le nombre de lames nécessaires à la découpe totale de l'échantillon qui sera facturée par le plateau technique.

	IP*	Bloc	Animal	Echantillon	Service	(*)Nombre de Lames	(*)Découpe en totalité
<input type="checkbox"/>	1	10000347	1	poumon/sans/1	Service Paraffine	2	NON
<input type="checkbox"/>	2	10000348	2	poumon/sans/1	Service Paraffine	2	NON
<input type="checkbox"/>	3	10000349	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	4	10000350	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	5	10000351	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	6	10000352	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	7	10000353	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	8	10000354	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	9	10000355	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10000356	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	11	10000357	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	12	10000358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	13	10000359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	NON
<input checked="" type="checkbox"/>	14	10000360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	5	NON

(*) champ obligatoire

champs modifiables (modification par double-clic sur une cellule du tableau)

champs modifiables uniquement par simple clic sur le bouton appliquer correspondant

Tout sélectionner Inverser sélection Précédent Suivant

Animaux | Echantillons | Service et Inclusion | Programme d'inclusion | Découpe d'échantillons

Pour chaque écht, spécifier le nombre de lames. Ici, les poumons nécessitent 2 lames et le reste 5 lames:

- 1- sélectionner les poumons
- 2- taper 2 lames
- 3- Appliquer
- 4- Cliquer sur « inverser sélection
- 5- taper 5 lames
- 6- Appliquer

Pour la découpe totale:

- 1- Tout sélectionner
- 2- sélectionner « NON »
- 8- Appliquer

Cliquer « suivant »

Toutes les lames de chaque échantillon apparaissent.

Il faut spécifier pour chacune le nombre de coupes, leurs épaisseurs et si celles-ci sont sériées (les unes après les autres) ou en pointillé (ex : on en prend une toutes les 15µm) ou reconstituant l'organe entier (uniquement pour la cryo).

On peut également définir la profondeur à partir de laquelle on prend la 1^{ère} coupe.

Si on choisit des coupes en pointillé, on doit spécifier l'intervalle entre les deux coupes prises (Ex : si 12µm, cela signifie qu'on prend une coupe sur 4).

Système Electronique de Traçabilité et d'Interrogation du Plateau technique d'Histologie

nelly pirot

Commandes

En Cours
772
773
En Traitement
Recues

773 x

Nom demandeur : pirot
Commande : 773
Animaux : 3
Credito/Groupe : -

Date : 02 03 2010
Site : IHM
Blocs : 14
Lames : 94

Nombre de coupes par lame : appliquer 3
Epaisseur (µm) : appliquer 4
Méthode de Coupe : appliquer Coupes séries
Profondeur de la 1^{ère} coupe (µm) : 0
Patron Sens Dépôt : appliquer le patron série

aux lignes sélectionnées Appliquer
aux lignes sélectionnées Appliquer
aux lignes sélectionnées Appliquer
Champ 2 inutilisé inutilisé
aux lignes sélectionnées Appliquer

Service paraffine : - Coupes séries - Coupes en pointillés
Service Cryotomie : - Coupes séries - Coupes en pointillés - Lames reconstruisant l'organe

N°	Bloc	Animal	Echantillon	Service	Lame	(1) Nb Coupes/lame	(1) Epaisseur	(1) Méthode de Coupe	Sens Dépôt
1	1000347	1	poumon/sans/1	Service Paraffine	10003470071.1001	3	4	Coupes séries/	série
2	1000347	1	poumon/sans/1	Service Paraffine	10003470071.1002	3	4	Coupes séries/	série
3	1000348	2	poumon/sans/1	Service Paraffine	10003480071.1001	3	4	Coupes séries/	série
4	1000348	2	poumon/sans/1	Service Paraffine	10003480071.1002	3	4	Coupes séries/	série
5	1000349	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1000349013.1001	3	4	Coupes séries/	série
6	1000349	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1000349013.1002	3	4	Coupes séries/	série
7	1000349	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1000349013.1003	3	4	Coupes séries/	série
8	1000349	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1000349013.1004	3	4	Coupes séries/	série
9	1000349	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1000349013.1005	3	4	Coupes séries/	série
10	1000350	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1000350013.1001	3	4	Coupes séries/	série
11	1000350	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1000350013.1002	3	4	Coupes séries/	série
12	1000350	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1000350013.1003	3	4	Coupes séries/	série

(1) champ obligatoire
champs modifiables (modification par double clic sur une cellule du tableau)
champs modifiables uniquement par simple clic sur le bouton appliquer correspondant

Tout sélectionner Inverser sélection Précédent

Animaux Echantillons Service et inclusion Programme d'inclusion Découpe d'échantillons Définition Lames

Pour chaque lame, on veut 3 coupes de 4µm d'épaisseur, séries avec le même sens de dépôt:

- 1- cliquer « Tout sélectionner »
- 2- cliquer: 3 et 4 dans les champs correspondants
- 3- choisir « coupes séries »
- 4- choisir patron sens de dépôt
- 5- Appliquer à tous

Cliquer « suivant »

Pour chacune des lames, il faut spécifier :

Le traitement : Si c'est une lame blanche, c'est-à-dire une lame superfrost+ pour immunomarquage.

Si c'est une lame colorée : coloration HE (hématoxyline-éosine), coloration HES (HE-safran)...

On peut vouloir également que certaines lames soient numérisées : scannérisation O/N

Si oui, il faut choisir le crédit de l'équipe à imputer, celui-ci s'affiche d'office.

Le logiciel estime ce que cela vous utilisera en temps. L'absence de crédit bloquera le système.

Commandes

En Cours

772

En Traitement

Reçues

773

Nom demandeur : plet

Commande : 773

Animaux : 3

Credit/Groupe : -

Date : 02-03-2010

Site : JHM

Blocs : 14

Lames : 64

Traitement

appliquer

Coloration HE

aux lignes sélectionnées

Appliquer

Scannérisation

appliquer

OUI

aux lignes sélectionnées

Appliquer

Facturation Macrozoomer

Sélectionner le crédit à imputer

AAHIREGroup

heures disponibles : 29961.77

Sélectionner le groupe concerné

AAHIREGroup

heures nécessaires : 4.0

Valider crédit

IT	Bloc	Animal	Echantillon	Service	Lame	Méthode de Coupe	(*)Traitement	(*)Scannérisation
49	10020357	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035706311005	Coupes séries		
50	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311001	Coupes séries	Coloration HE	OUI
51	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311002	Coupes séries		
52	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311003	Coupes séries		
53	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311004	Coupes séries		
54	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311005	Coupes séries		
55	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311001	Coupes séries	Coloration HE	OUI
56	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311002	Coupes séries		
57	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311003	Coupes séries		
58	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311004	Coupes séries		
59	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311005	Coupes séries		
60	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311001	Coupes séries	Coloration HE	OUI
61	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311002	Coupes séries		
62	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311003	Coupes séries		
63	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311004	Coupes séries		
64	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311005	Coupes séries		

(*) champ obligatoire

champs modifiables (modification par double clic sur une cellule du tableau)

champs modifiables uniquement par simple clic sur le bouton appliquer correspondant

Tout sélectionner Inverser sélection Précédent Suivant

Animaux Echantillons Service et Inclusion Programme d'inclusion Découpe d'échantillons Définition Lames Traitement et Scan

1- cliquer sur les lames 50, 55 et 60

2- Choisir le traitement (coloration HE) et la scannérisation (Oui) et Appliquer

3- Choisir le crédit et le groupe à imputer et Valider crédit

Commandes

En Cours

772

En Traitement

Reçues

773

Nom demandeur : plet

Commande : 773

Animaux : 3

Credit/Groupe : -

Date : 02-03-2010

Site : JHM

Blocs : 14

Lames : 64

Traitement

appliquer

sans (Lame blanche)

aux lignes sélectionnées

Appliquer

Scannérisation

appliquer

NON

aux lignes sélectionnées

Appliquer

Facturation Macrozoomer

Sélectionner le crédit à imputer

AAHIREGroup

heures disponibles : 29961.77

Sélectionner le groupe concerné

AAHIREGroup

heures nécessaires : 4.0

Valider crédit

IT	Bloc	Animal	Echantillon	Service	Lame	Méthode de Coupe	(*)Traitement	(*)Scannérisation
49	10020357	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035706311005	Coupes séries		
50	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311001	Coupes séries	Coloration HE	OUI
51	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311002	Coupes séries		
52	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311003	Coupes séries		
53	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311004	Coupes séries		
54	10020358	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035806311005	Coupes séries		
55	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311001	Coupes séries	Coloration HE	OUI
56	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311002	Coupes séries		
57	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311003	Coupes séries		
58	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311004	Coupes séries		
59	10020359	77	foie/sans/1	Service Paraffine	1002035906311005	Coupes séries		
60	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311001	Coupes séries	Coloration HE	OUI
61	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311002	Coupes séries		
62	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311003	Coupes séries		
63	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311004	Coupes séries		
64	10020360	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	1002036006311005	Coupes séries		

(*) champ obligatoire

champs modifiables (modification par double clic sur une cellule du tableau)

champs modifiables uniquement par simple clic sur le bouton appliquer correspondant

Tout sélectionner Inverser sélection Précédent Suivant

Animaux Echantillons Service et Inclusion Programme d'inclusion Découpe d'échantillons Définition Lames Traitement et Scan

1- cliquer sur Inverser sélection

2- Choisir le traitement(sans) et la scannérisation (Non) et Appliquer

Cette fenêtre est la dernière avant la validation de la commande.

Dans la partie commentaire, peut être rajoutée toute information qui vous semble nécessaire. (Ex : Vous souhaitez être présent pour l'inclusion, les coupes... Vous souhaitez que le scan soit réalisé à l'objectif 20x plutôt que 40x...)

Si vous réalisez votre commande avant d'avoir prélevé vos organes, il est recommandé **d'enregistrer votre commande avant de la terminer**. Car dans le cas où une de vos souris est morte ou que vous souhaitiez prélever un organe de plus : après validation aucune modification ne sera possible.

Système Electronique de Traçabilité et d'Interrogation du Plateau technique d'Histologie

nelly pirot

Commandes

773 X

Nom demandeur : pirot Date : 02-03-2010
Commande : 773 Site : IHM
Animaux : 3 Blocs : 14
Crédit Groupe : AAMRIGroup/AAMRIGroup Lames : 64

Id	Bloc	Code Bloc	Animal	Echantillon	Service	Nb Lames	Méthode de Coupe
1	1000347	100034707711	1	poumon/sans/1	Service Paraffine	2	Coupes séries
2	1000348	100034807711	2	poumon/sans/1	Service Paraffine	2	Coupes séries
3	1000349	100034901311	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	5	Coupes séries
4	1000350	100035001311	77	intestin/sans/2	Service Paraffine	5	Coupes séries
5	1000351	100035106311	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	Coupes séries
6	1000352	100035206311	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	Coupes séries
7	1000353	100035306311	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	Coupes séries
8	1000354	100035406311	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	Coupes séries
9	1000355	100035506311	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	Coupes séries
10	1000356	100035606311	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	Coupes séries
11	1000357	100035706311	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	Coupes séries
12	1000358	100035806311	77	foie/sans/1	Service Paraffine	5	Coupes séries


Commentaires :

Précédent Enregistrer Terminer commande


TOUJOURS : 1- ENREGISTRER AVANT DE TERMINER LA COMMANDE PUIS IMPRIMER

Il est **important d'imprimer avant de terminer la commande** car après validation de la commande vous ne pouvez plus imprimer.

Pour revenir sur votre commande après avoir enregistré : cliquer sur le « + » de l'icône « En cours » et :




La commande s'ouvre :



Joindre la commande papier aux échantillons, garder une copie pour vous.

Commande sur des blocs existants traités par le plateau




Rq : Commande sur blocs existants non traités par la plateau

Pour réaliser une commande sur des blocs existants n'ayant pas été traités sur la plateau, il est nécessaire de suivre toute la procédure afin que la système vous réattribue des N°. Vous devrez donc demander une inclusion, celle-ci sera bien entendu annulée et non facturée.

Les nouveaux numéros devront être reportés sur les blocs. La prochaine version de SETIPH devrait permettre de demander juste une attribution de N° sans passer par l'inclusion.

Visualisation de l'ensemble des commandes reçues :



Pour illustrer comment se servir du portail, une commande auprès du service paraffine a été utilisée. Le principe est le même pour une commande auprès du service cryotomie. Certains champs diffèrent toutefois (par exemple : programme d'inclusion absent pour la cryotomie). Une version 2 de setiph est prévue pour corriger ces imperfections.

En cas de problème :

Joindre votre référent de site ou l'un des Responsables des plateaux centraux :

Service paraffine (IRCM) : Nelly Pirot Tél : 04 67 61 23 36
Service cryotomie (INM) : Chantal Ripoll Tél : 04 99 63 60 35